

Openingstijden

Locatie Heiloo

Maandag t/m Vrijdag:
8:30 uur tot 16:30 uur

Zaterdag en Zondag:
gesloten

Adres : Westerweg 88a
1852 AK Heiloo
Tel : 072 – 533 58 62
Fax : 072 – 533 72 34
E-mail : info@otheiloo.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen op het centrale nummer

Therapeutisch
Elastische kousen

Steunzolen

(Sport)bandages

Korsetten

Orthesen

Prothesen

Borstprothesen

Locatie Heiloo

Locatie Alkmaar : Mamma Care
Locatie Velsbroek: alle producten

Auto:

Vanuit Alkmaar Kennemerstraatweg N203 richting Heiloo, na Heilooër bos rechts, Kerkelaan in, over spoor linksaf, Westerweg in, na 250 meter aan de linkerkant is Orthopedie-Techniek Heiloo.

Openbaar vervoer/trein:

U gaat vanuit station Stationsweg in rechtsaf. Steekt de Zeeweg over en gaat de Westerweg in. Vanaf het station Heiloo is het ± 20 min. lopen.

Bus: nr.167

Vanaf halte Kennemerstraatweg gaat u de Kerkelaan in.

Verder: zie uitleg 'auto'.



Orthopedie-Techniek Heiloo b.v.

Westerweg 88a
1852 AK Heiloo
Tel. 072 533 58 62
Fax 072 533 72 34
info@OTHeiloo.nl
www.OTHeiloo.nl



Informatiefolder Enkel-Voet Orthese



Helpt u weer op weg!

Tel: (072) 5335862

Enkel Voet Orthese

Medische indicatie

Met deze folder willen wij u zo volledig mogelijk informeren over verschillende facetten van de **Enkel Voet Orthese**. Een enkel-voetorthese is een hulpmiddel. Een orthese voor mensen, bij wie veelal de voetheffers verzwakt zijn of in zijn geheel niet goed meer functioneren.

Soorten ortheses

Er zijn verschillende soorten EVO's. Deze verschillen in het gebruikte materiaal en de mate van ondersteuning. De meest gebruikte orthesen zijn gemaakt van kunststof en veren gedeeltelijk mee. Hierdoor wordt de patiënt enerzijds geholpen bij het optillen van het voorste gedeelte van de voet. De enkel-voetorthese wordt veelal in de schoen gedragen. Daarnaast zijn er EVO's met een scharnier ter hoogte van het enkelgewricht. Deze laten wat meer beweging toe en zijn daarom dynamischer dan de rigide, kunststof EVO's.

Gebruikstermijn

Voor orthesen geldt 24 maanden. Bovenstaande termijn heeft betrekking op totaal nieuwe orthesen, tussentijdse reparaties vallen hier niet onder.

Garantie

Levering geschiedt onder de bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Den Haag gedeponeerde algemene

Aanmeten van de orthese

In de meeste gevallen wordt een orthese voorgeschreven door een arts of specialist. Met de verwijzing is het mogelijk om een (eerste) afspraak te maken voor het aanmeten van een orthese. Naar gelang het soort orthese vergt het aanmeten meer of minder tijd. In veel gevallen is het mogelijk gebruik te maken van confectie-orthesen, deze kunnen vrijwel altijd direct geleverd worden. Wordt er gekozen voor een maat-orthese, dan zal er uitgebreid maat genomen dienen te worden. Veelal wordt het lichaamsdeel gegipst om een mal te creëren. Verder worden allerlei maten van het lichaamsdeel opgemeten om in een later stadium tot een perfecte pasvorm te komen.

Maken van de orthese

Orthesen zijn op te splitsen in maat-, semi-confectie- en confectie orthesen. Een maat-orthese wordt geheel naar maten van de klant gemaakt. In veel gevallen zal een gipsmodel worden genomen van het lichaamsdeel. Bij een semi-confectie orthese worden nog kleine aanpassingen aangebracht en de confectie-orthese wordt direct afgeleverd na het aanmeten.

Levertijd

De levertijd van een eerste voorziening na het aanmeten is, afhankelijk van het type voorziening, maximaal 3 weken. De instrumentmaker zal u informeren over de exacte levertijd. Reparaties aan hulpmiddelen worden, op afspraak, doorgaans direct afgehandeld.

Patiënte belangenorganisaties

www.handy-wijzer.nl

www.ango.nl

Www.semh.info

Zaken die aandacht vragen

- ◆ De orthese kan het best gedragen worden in een schoen met een hakhoogte tussen 1,5 en 2,5 cm. Als u nieuwe schoenen koopt is het aan te bevelen hierop te letten en indien mogelijk de orthese tijdens de koop in de schoen te passen.
- ◆ Schoenen met een vetersluiting of klittenband hebben de voorkeur.
- ◆ In de meeste gevallen kunt u een binnen zool uit de schoen verwijderen om zo de dikte van de orthese zool te compenseren. Soms is het noodzakelijk om de niet aangedane zijde iets te verhogen om de doorzwaai te vergemakkelijken.
- ◆ Let er altijd op dat de voorvoet tijdens het afwikkelen voldoende ruimte heeft. Doorgaans is er een schoenmaat extra nodig om de voet met de EVO in de schoen te plaatsen.
- ◆ Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Blijft een verkleuring langer dan vijftien minuten of heeft u pijn door de orthese, neem dan direct contact op met Orthopedie-Techniek voor een controle afspraak.