

Medische indicatie

Met deze folder willen wij u zo volledig mogelijk informeren over verschillende facetten van de Enkel Voet Orthese. Een enkelvoetorthese is een hulpmiddel. Een orthese voor mensen, bij wie veelal de voetheffers verzwakt zijn of in zijn geheel niet goed meer functioneren.

Soorten ortheses

Er zijn verschillende soorten EVO's. Deze verschillen in het gebruikte materiaal en de mate van ondersteuning. De meest gebruikte orthesen zijn gemaakt van kunststof en veren gedeeltelijk mee. Hierdoor wordt de patiënt enerzijds geholpen bij het optillen van het voorste gedeelte van de voet. De enkelvoetorthese wordt veelal in de schoen gedragen. Daarnaast zijn er EVO's met een scharnier ter hoogte van het enkelgewricht. Deze laten wat meer beweging toe en zijn daarom dynamischer dan de rigide, kunststof EVO's.

Gebruikstermijn

Voor orthesen geldt 24 maanden. Bovenstaande termijn heeft betrekking op totaal nieuwe orthesen, tussentijdse reparaties vallen hier niet onder.

Garantie

Levering geschiedt onder de bij de Griffie der Arrondissementsrechtbank te Den Haag gedeponeerde algemene voorwaarden. Tevens zijn er individuele garantie voorwaarden met de zorgverzekeraar.

Aanmeten van de orthese

In de meeste gevallen wordt een orthese voorgeschreven door een arts of specialist. Met de verwijzing is het mogelijk om een (eerste) afspraak te maken voor het aanmeten van een orthese. Naar gelang het soort orthese vergt het aanmeten meer of minder tijd. In veel gevallen is het mogelijk gebruik te maken van confectie-orthesen, deze kunnen vrijwel altijd direct geleverd worden. Wordt er gekozen voor een maat-orthese, dan zal er uitgebreid maat genomen dienen te worden. Veelal wordt het lichaamsdeel gegipst om een mal te creëren. Verder worden allerlei maten van het lichaamsdeel opgemeten om in een later stadium tot een perfecte pasvorm te komen.

Maken van de orthese

Orthesen zijn op te splitsen in maat-, semi-confectie- en confectie orthesen. Een maat-orthese wordt geheel naar maten van de klant gemaakt. In veel gevallen zal een gipsmodel worden genomen van het lichaamsdeel. Bij een semi-confectie orthese worden nog kleine aanpassingen aangebracht en de confectie-orthese wordt direct afgeleverd na het aanmeten.

Levertijd

De levertijd van een eerste voorziening na het aanmeten is, afhankelijk van het type voorziening, maximaal 3 weken. De instrumentmaker zal u informeren over de exacte levertijd. Reparaties aan hulpmiddelen worden, op afspraak, doorgaans direct afgehandeld.

Patiënte belangenorganisaties

www.handy-wijzer.nl

www.ango.nl

www.semh.info

Zaken die aandacht vragen

- De orthese kan het best gedragen worden in een schoen met een hakhoogte tussen 1,5 en 2,5 cm. Als u nieuwe schoenen koopt is het aan te bevelen hierop te letten en indien mogelijk de orthese tijdens de koop in de schoen te passen.
- Schoenen met een vetersluiting of klittenband hebben de voorkeur.
- In de meeste gevallen kunt u een binnen zool uit de schoen verwijderen om zo de dikte van de orthese zool te compenseren. Soms is het noodzakelijk om de niet aangedane zijde iets te verhogen om de doorzwaai te vergemakkelijken.
- Let er altijd op dat de voorvoet tijdens het afwikkelen voldoende ruimte heeft. Doorgaans is er een schoenmaat extra nodig om de voet met de EVO in de schoen te plaatsen.
- Controleer vooral in het begin de huid op verkleuringen, nadat u de orthese heeft gedragen. Blijft een verkleuring langer dan vijftien minuten of heeft u pijn door de orthese, neem dan direct contact op met Orthopedie-Techniek voor een controle afspraak.
- Autorijden met een EVO kan leiden tot een onveilige situatie en vergt enige oefening. Geef bij uw verzekering aan dat u een EVO draagt.

Onze vestiging



- De vestiging van Orthopedie-Techniek Heiloo
- De overige vestigingen van Bewegingsvisie



Orthopedie-Techniek Heiloo

Westerweg 88a
1852 AK Heiloo
t. 072 - 533 58 62 • f. 072 - 533 72 34
info@otheiloo.nl • www.otheiloo.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen op het centrale nummer.

Orthopedie-Techniek Heiloo is onderdeel van Bewegingsvisie
Orthopedie-Techniek Heiloo is onderdeel van Bewegingsvisie, een groep van samenwerkende ondernemers, die hulpmiddelen leveren en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel hebben staan. We richten ons daarom in de eerste plaats op uw behoefte en zorgvraag. Dat betekent dat u zich verzekert van het meest geschikte hulpmiddel en optimale begeleiding.

www.bewegingsvisie.nl • info@bewegingsvisie.nl • 06-532 875 70

Locatie Heiloo

Auto: Vanuit Alkmaar Kennemerstraatweg N203 richting Heiloo, na Heilooër bos rechts, Kerkelaan in, over spoor linksaf, Westerweg in, na 250 meter aan de linkerkant is Orthopedie-Techniek Heiloo.

Openbaar vervoer/trein: U gaat vanuit station Stationsweg in reschtsaf. Steekt de Zeeweg over en gaat de Westerweg in. Vanaf het station Heiloo is het ± 20. lopen.


Bus: (nr. 167) Vanaf halte Kennemerstraatweg gaat u de Kerke-
laan in. Verder zie uitleg auto.

Locatie Alkmaar (Mammacare)

Kennemerstraatweg 71
1814 GC, Alkmaar

Locatie Velsbroek

Bedrijventerrein Broekerwerf (alle producten)
Zeilmakerstraat 60
1991 JC Velsbroek



Persoonlijk in orthopedie



Enkel-Voet Orthese

